

04

Захватывающие щипцы



71 – 80

04

Захватывающие щипцы

71 – 80



Одноразовые инструменты

| | |
|-----------------------------------------------|----|
| Захватывающие корзинки | 72 |
| Захватывающие мини-корзинки | 75 |
| Мини-петли для извлечения инородных тел | 75 |
| Одноразовые трехногие мини-захваты | 75 |
| Трехногие захваты | 76 |

Многоразовые инструменты

| | |
|------------------------------|----|
| Захватывающие корзинки | 73 |
| Трехногие захваты | 76 |
| Пятиногие захваты | 76 |
| Захватывающие щипцы | 77 |
| Хирургические ножницы | 80 |
| Ножницы для лигатур | 80 |

Полный спектр захватывающих щипцов OLYMPUS



Одноразовые и многоразовые

OLYMPUS предлагает широкий выбор захватывающих щипцов, отвечающих всем клиническим требованиям.



POLYGRAB

Тренога PolyGrab

- Удобная одноразовая конструкция
- Трехногий захват оптимален для извлечения полипов и инородных тел
- Атравматические кончики



Захватывающие щипцы

Одноразовые вращающиеся 6-проволочные захватывающие корзинки




- Для извлечения эндокапсулы OLYMPUS
- Для извлечения инородных тел и тканей
- 6-проволочная конструкция для крепкого захвата
- Функция вращения облегчает захват
- Удобная одноразовая конструкция с интегрированной ручкой



| Обозначение | Артикул | Количество | Диаметр канала | Длина | Диаметр корзинки | Функции | Область применения |
|-------------|----------|------------|----------------|---------|------------------|-------------|--------------------|
| FG-460YR | N3041230 | 1 | ● 2,8 mm | 2700 mm | 16 mm | Вращающиеся | Эндоскопия |

Одноразовые 8-проволочные корзинки для извлечения камней



- Уникальная 8-проволочная конструкция
- Исключительные захватывающие возможности обеспечивают легкое извлечение камней
- Дистальный конец в форме пули облегчает проникновение в желчные протоки
- Порт для впрыска жидкости
- Интегрированная ручка
- Совместимость с экстренным литотриптором (BML-110A-1)
- FG-V421PR, -V431P: Ручка с С-образным держателем



| Обозначение | Артикул | Количество | Диаметр канала | Длина | Диаметр корзинки (A) | Функции | Область применения |
|--------------------|----------|------------|----------------|---------|----------------------|------------------------------------|--------------------|
| A FG-401Q | 026262 | 1 | ● 2,8 mm | 1950 mm | 20 mm | | |
| A FG-V421PR | N3040030 | 1 | ● 2,8 mm | 1900 mm | 20 mm | Вращающиеся | |
| B FG-V431P | N3040230 | 1 | ● 3,7 mm | 1900 mm | 20 mm | Совместимость с проводником 0,035" | |



Одноразовые корзинки для извлечения камней



A


B

- Исключительные захватывающие возможности обеспечивают легкое извлечение камней
- Дистальный конец в форме пули облегчает проникновение в желчные протоки
- Интегрированная ручка
- FG-402Q, -403Q, -V422PR, -V432P: Совместимы с экстренным литотриптором (BML-110A-1), порт для впрыска жидкости
- FG-V422PR, -V432P: Ручка с С-образным держателем



| Обозначение | Артикул | Количество | Диаметр канала | Длина | Диаметр корзинки (A) | Проволка | Функции | Область применения |
|-------------|----------|------------|----------------|---------|----------------------|----------|--------------------------------------|--------------------|
| A FG-33W | 026777 | 2 | 1,7 mm | 2500 mm | 10 mm | Мягкая | | |
| A FG-402Q | 026260 | 1 | 2,8 mm | 1950 mm | 22 mm | Жесткая | Для легкого раскрытия в узких местах | |
| A FG-403Q | 026261 | 1 | 2,8 mm | 1950 mm | 22 mm | Мягкая | Для легкого маневрирования | |
| A FG-V422PR | N3040130 | 1 | 2,8 mm | 1900 mm | 22 mm | Жесткая | Вращающиеся | |
| B FG-V432P | N3040330 | 1 | 3,7 mm | 1900 mm | 22 mm | Жесткая | Совместимость с проводником 0,035" | |

Многоразовые корзинки



FG-Handle MA-479



| Обозначение | Артикул | Количество | Диаметр канала | Длина | Диаметр корзинки | Функции | Область применения |
|-------------|----------|------------|----------------|---------|------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| FG-24SX-1 | N1805230 | 1 набор | 2,0 mm | 700 mm | 22 mm | 1 корзинка, 1 ручка | Урология |
| FG-17K-1 | 026755 | 1 корзинка | 2,0 mm | 1550 mm | 32 mm | Использовать с MA-479 | |
| FG-16L-1 | 026751 | 1 корзинка | 2,8 mm | 1650 mm | 35 mm | Использовать с MA-479 | |
| FG-16U-1 | 026753 | 1 корзинка | 2,8 mm | 2300 mm | 35 mm | Использовать с MA-479 | |
| FG-22Z-1 | N9001472 | 1 | 2,8 mm | 3000 mm | 22 mm | Интегрированная ручка | Энтероскопия |
| MA-479 | 026951 | 1 ручка | | | | Использовать с FG-17K-1, -16L-1, -16U-1 | |

Многоразовые 8-проволочные корзинки для извлечения камней



- Уникальная 8-проволочная конструкция
- Исключительные захватывающие возможности обеспечивают легкое извлечение камней
- Дистальный конец в форме пули облегчает проникновение в желчные протоки
- Порт для впрыска жидкости
- Интегрированная ручка
- Совместимость с экстренным литотриптором (BML-110A-1)



| Обозначение | Артикул | Количество | Диаметр канала | Длина | Диаметр корзинки (A) | Область применения |
|-------------|---------|------------|----------------|---------|----------------------|--------------------|
| FG-301Q | 026767 | 1 | ● 2,8 mm | 1950 mm | 20 mm | |

Многоразовые корзинки для извлечения камней



- Исключительные захватывающие возможности обеспечивают легкое извлечение камней
- Дистальный конец в форме пули облегчает проникновение в желчные протоки
- FG-22Q-1, -23Q-1: Совместимы с экстренным литотриптором (BML-110A-1), интегрированная ручка
- FG-18Q-1: Использовать с MA-479



| Обозначение | Артикул | Количество | Диаметр канала | Длина | Диаметр корзинки (A) | Проволка | Функции | Область применения |
|-------------|---------|------------|----------------|---------|----------------------|----------|--------------------------------------|--------------------|
| FG-18Q-1 | 026757 | 1 | ● 2,2 mm | 1950 mm | 22 mm | Мягкая | Для легкого маневрирования | |
| FG-22Q-1 | 026760 | 1 | ● 2,8 mm | 1950 mm | 22 mm | Жесткая | Для легкого раскрытия в узких местах | |
| FG-23Q-1 | 026761 | 1 | ● 2,8 mm | 1950 mm | 22 mm | Мягкая | Для легкого маневрирования | |

Ручка для многоразовых захватывающих корзинок



| Обозначение | Артикул | Количество | Использовать с |
|-------------|---------|------------|----------------|
| MA-479 | 026951 | 1 | FG-18Q-1 |



Одноразовые захватывающие мини-корзинки



- Для извлечения гладких круглых объектов и камней
- Интегрированная ручка



A FG-55D

B FG-51D

C FG-52D

| Обозначение | Артикул | Количество | Диаметр канала | Длина | Диаметр корзинки | Дистальный конец | Функции | Область применения |
|-----------------|---------|------------|----------------|---------|------------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| A FG-55D | 026746 | 1 | ○ 1,2 mm | 1150 mm | 14 mm | 3 Fr. | 4 параллельных проволки | |
| B FG-51D | 026740 | 1 | ○ 1,2 mm | 1150 mm | 11 mm | 3 Fr. | 4 спиральных проволки | |
| C FG-52D | 026741 | 1 | ○ 1,2 mm | 1150 mm | 9 mm | 2,4 Fr. | 3 спиральных проволки | |

Одноразовые захватывающие мини-петли для извлечения инородных тел



- Для извлечения длинных, тонких объектов
- Интегрированная ручка



| Обозначение | Артикул | Количество | Диаметр канала | Длина | Дистальный конец | Область применения |
|-------------|---------|------------|----------------|---------|------------------|--------------------|
| FG-36D | 026793 | 1 | ○ 1,2 mm | 1150 mm | 3 Fr. | |


Одноразовые трехногие мини-захваты



- Для извлечения нестандартных объектов
- Загнутые кончики для улучшенного захвата мягких объектов
- Интегрированная ручка



| Обозначение | Артикул | Количество | Диаметр канала | Длина | Ширина раскрытия | Дистальный конец | Функции | Область применения |
|-------------|---------|------------|----------------|---------|------------------|------------------|---------|--------------------|
| FG-54D | 026742 | 1 | ○ 1,2 mm | 1150 mm | 10 mm | 3 Fr. | Тренога | |



Одноразовые трехногие захваты

POLYGRAB



- Для извлечения полипов и инородных тел
- Атравматические кончики
- Удобная одноразовая конструкция



| Обозначение | Артикул | Количество | Диаметр канала | Длина | Ширина раскрытия | Функции | Область применения |
|-------------|----------|------------|----------------|---------|------------------|---------|--------------------|
| FG-600U | N1077230 | 5 | ● 2,8 mm | 2300 mm | 20 mm | Тренога | |

Многоразовые трехногие захваты



- Для извлечения полипов и инородных тел
- Идеальны для больших полипов
- Пластиковая оболочка



| Обозначение | Артикул | Количество | Диаметр канала | Длина | Ширина раскрытия | Функции | Область применения |
|-------------|---------|------------|----------------|---------|------------------|---------|--------------------|
| FG-45U-1 | 026795 | 1 | ● 2,8 mm | 2300 mm | 20 mm | | |

Многоразовые пятиногие захваты



- Для извлечения полипов и инородных тел
- Идеальны для малых полипов
- Для мягкой, рыхлой ткани
- Пластиковая оболочка




| Обозначение | Артикул | Количество | Диаметр канала | Длина | Ширина раскрытия | Функции | Область применения |
|-------------|---------|------------|----------------|---------|------------------|---------|--------------------|
| FG-46U-1 | 026797 | 1 | ● 2,8 mm | 2300 mm | 20 mm | | |

Многоразовые захватывающие щипцы с изолированной оболочкой, тип “Аллигатор”



- Для извлечения инородных тел
- Тип “Аллигатор” предотвращает соскальзывание
- Изолированная оболочка





| Обозначение | Артикул | Количество | Диаметр канала | Длина | Ширина раскрытия | Область применения |
|-------------|---------|------------|----------------|---------|------------------|--------------------|
| FG-6L-1 | 026240 | 1 | ● 2,8 mm | 1650 mm | 7,5 mm | |
| FG-6U-1 | 026241 | 1 | ● 2,8 mm | 2300 mm | 7,5 mm | |
| FG-7L-1 | 026242 | 1 | ● 3,7 mm | 1650 mm | 11,3 mm | |
| FG-7U-1 | 026243 | 1 | ● 3,7 mm | 2300 mm | 11,3 mm | |

Многоразовые захватывающие щипцы с изолированной оболочкой, тип “Аллигатор” и “Крысиный зуб”



- Длинные бранши подходят для захвата большой области слизистой
- Тип “Аллигатор” и “Крысиный зуб” для крепкого захвата
- Изолированная оболочка
- Также подходит для извлечения инородных тел



| Обозначение | Артикул | Количество | Диаметр канала | Длина | Ширина раскрытия (А) | Область применения |
|-------------|---------|------------|----------------|---------|----------------------|--------------------|
| FG-42L-1 | 026789 | 1 | ● 2,8 mm | 1650 mm | 11,3 mm | |
| FG-47L-1 | 026787 | 1 | ● 2,8 mm | 1650 mm | 14,9 mm | |
| FG-49L-1 | 026236 | 1 | ● 2,8 mm | 1650 mm | 19,5 mm | |



Многоразовые захватывающие щипцы для EMR, тип “Крысиный зуб”





FG-48L-1



FG-50L-1

- Длинные бранши подходят для захвата большой области слизистой во время двухканальной резекции слизистой
- “Крысиный зуб” для лучшего захвата
- Изолированная оболочка
- Также подходит для извлечения инородных тел




| Обозначение | Артикул | Количество | Диаметр канала | Длина | Ширина раскрытия (A) | Область применения |
|-------------|---------|------------|----------------|---------|----------------------|--------------------|
| FG-48L-1 | 026235 | 1 | ● 2,8 mm | 1650 mm | 19,5 mm | |
| FG-50L-1 | 026237 | 1 | ● 2,8 mm | 1650 mm | 15,5 mm | |

Многоразовые захватывающие щипцы с изолированной оболочкой, тип “Крысиный зуб”



- Хороший захват мягких тканей
- Изолированная оболочка



| Обозначение | Артикул | Количество | Диаметр канала | Длина | Ширина раскрытия | Область применения |
|-------------|---------|------------|----------------|---------|------------------|--------------------|
| FG-8L-1 | 026245 | 1 | ● 2,8 mm | 1650 mm | 4,7 mm | |
| FG-8U-1 | 026246 | 1 | ● 2,8 mm | 2300 mm | 4,7 mm | |
| FG-9L-1 | 026247 | 1 | ● 3,7 mm | 1650 mm | 8,3 mm | |
| FG-9U-1 | 026248 | 1 | ● 3,7 mm | 2300 mm | 8,3 mm | |

Многоразовые захватывающие щипцы, тип “Крысиный зуб”



- Для извлечения плоских объектов, таких как монеты, мягких объектов, фрагментов камней и стентов
- “Крысиный зуб” для лучшего захвата



FG-14P-1



| Обозначение | Артикул | Количество | Диаметр канала | Длина | Ширина раскрытия | | Область применения |
|-------------|---------|------------|----------------|---------|------------------|--|--------------------|
| FG-14P-1 | 026238 | 1 | ● 2,0 mm | 1900 mm | 3,0 mm | | |
| FG-26C-1 | 026233 | 1 | ● 2,6 mm | 1050 mm | 3,5 mm | | |
| FG-32C-1 | 026779 | 1 | ● 2,8 mm | 1050 mm | 4,7 mm | | |
| FG-32L-1 | 026771 | 1 | ● 2,8 mm | 1650 mm | 4,7 mm | | |

Многоразовые вращающиеся захватывающие щипцы, тип “Аллигатор” и “Крысиный зуб”



- Для извлечения ЭРХПГ стентов
- Тип “Аллигатор” и “Крысиный зуб” для крепкого захвата
- Функция вращения для лучшего позиционирования



| Обозначение | Артикул | Количество | Диаметр канала | Длина | Ширина раскрытия | Функции | Область применения |
|-------------|---------|------------|----------------|---------|------------------|-------------|--------------------|
| FG-44NR-1 | 026790 | 1 | ● 2,8 mm | 1800 mm | 6,9 mm | Вращающиеся | |


Многоразовые захваты V – формы



- Для тонких, плоских объектов
- V – форма, бранши широкого раскрытия
- Ярko-выраженный крысиный зуб для крепкого захвата
- Бранши задвигаются в оболочку



| Обозначение | Артикул | Количество | Диаметр канала | Длина | Ширина раскрытия | | Область применения |
|-------------|---------|------------|----------------|---------|------------------|--|--------------------|
| FG-4L-1 | 026239 | 1 | ● 2,0 mm | 1650 mm | 13,0 mm | | |
| FG-25C-1 | 026244 | 1 | ● 2,6 mm | 1050 mm | 13,0 mm | | |



Многоразовые захватывающие щипцы с прорезиненными браншами



- Для острых плоских объектов, таких как иглы, лезвия
- Прорезиненные бранши обеспечивают крепкий захват



| Обозначение | Артикул | Количество | Диаметр канала | Длина | Ширина раскрытия | Область применения |
|-------------|---------|------------|----------------|---------|------------------|--------------------|
| FG-20P-1 | 026266 | 1 | ● 2,0 mm | 1900 mm | 4,8 mm | |
| FG-21L-1 | 026267 | 1 | ● 2,8 mm | 1650 mm | 7,3 mm | |

Многоразовые хирургические ножницы



- Для резекции ткани в пределах ЖКТ
- Для рассечения инородных тел



| Обозначение | Артикул | Количество | Диаметр канала | Длина | Область применения |
|-------------|---------|------------|----------------|---------|--------------------|
| FS-3L-1 | 026222 | 1 | ● 2,8 mm | 1650 mm | |

Многоразовые ножницы для лигатур



- Для рассечения лигатур OLYMPUS



| Обозначение | Артикул | Количество | Диаметр канала | Длина | Область применения |
|-------------|---------|------------|----------------|---------|--------------------|
| FS-5U-1 | 026339 | 1 | ● 2,8 mm | 2300 mm | |