


**05**

**Баллоны для дилатации**




**83 – 84**

# 05

## Баллоны для дилатации

83 – 84



### Одноразовые инструменты

Баллоны для дилатации билиарной зоны.....	84
Устройство высокого давления для раздувания баллонов .....	84




## Баллонная дилатация высокого давления билиарной зоны



### Легкая и прочная дилатация

- Баллоны высокого давления (до 12 АТМ)
- Совместимость с проводником


# Баллоны для дилатации



## Одноразовые баллонные дилататоры высокого давления



- Для баллонной дилатации билиарной зоны
- Баллоны высокого давления (До 12 АТМ)
- Рентгенконтрастные маркировки
- Совместимость с проводником



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Длина баллона (B)	Наружный диаметр (B)	Область применения
B-400N-0420	WA95040A	1	● 2,8 mm	1800 mm	20 mm	4 mm	
B-400N-0440	WA95042A	1	● 2,8 mm	1800 mm	40 mm	4 mm	
B-400N-0620	WA95044A	1	● 2,8 mm	1800 mm	20 mm	6 mm	
B-400N-0640	WA95046A	1	● 2,8 mm	1800 mm	40 mm	6 mm	
B-400N-0830	WA95048A	1	● 2,8 mm	1800 mm	30 mm	8 mm	

## Одноразовое устройство для раздувания баллонов для дилатации MaxPass



- Для раздувания / сдувания баллонов для дилатации MaxPass
- Разметка для точного контроля давления



Обозначение	Артикул	Количество
MAJ-1381	N1808730	1